

Remend® 0.4



EN | Ocular protector

Components: BioHAnce™ Hyaluronic Acid (0.40%). Preservative-free.

Instructions for Use: Ocular application. Thoroughly wash your hands, before applying Remend® 0.4.

1. Remove the cap from the bottle.
2. Place 1 to 2 drops directly into the animal's eye. The natural blinking motion will spread the product across the eye's surface.

During application, avoid any contact between the bottle tip and the animal's eye or any other surface.

3. The product can be applied 2 times per day or more when eye lubrication is needed.
4. Close the cap after each use.

For more information, consult your veterinarian.

Storage Conditions: Remend® 0.4 should be stored in its packaging at room temperature. Storage after opening: 30 days.

Presentation: Box containing 1 x 10ml bottle.

FR | Protecteur oculaire

Composants : Acide hyaluronique BioHAnce™ (0,40%).

Ne contient pas de conservateur.

Mode d'emploi : Voie oculaire.

Avant d'appliquer Remend® 0.4, se laver soigneusement les mains.

1. Retirer le bouchon du flacon
2. Placer 1 à 2 gouttes directement dans l'œil de l'animal. Le mouvement naturel de clignement de la paupière répartira le produit sur la surface de l'œil.
Lors de l'application, éviter tout contact de l'embout du flacon avec l'œil de l'animal ou toute autre surface.
3. Le produit peut être appliqué 2 fois par jour ou plus lorsque la lubrification de l'œil est nécessaire.

4. Refermer le bouchon après chaque utilisation.

Pour plus d'informations, demander conseil à votre vétérinaire.

Conditions de conservation : Remend® 0.4 se conserve dans son étui à température ambiante.

Conservation après ouverture : 30 jours

Présentation : Boîte de 1 flacon de 10 ml

DE | Pflegender Tränenfilm

Bestandteile: BioHAnce™ Hyaluronsäure, quervernetzt (0,40%). Ohne Konservierungsstoffe.

Hinweise zum Gebrauch: Zur Anwendung am Auge.

Vor der Anwendung von Remend® 0.4 bitte gründlich Hände waschen.

1. Kappe vom Behälter entfernen.
2. 1-2 Tropfen direkt in das Auge des Tieres eintropfen. Die natürliche Bewegung des Augenlids verteilt das Produkt auf der gesamten Augenoberfläche.

Beim Eintropfen darauf achten, dass die Spitze des Behälters nicht mit dem Auge oder anderen Oberflächen in Berührung kommt.

3. Das Produkt kann 2 mal täglich oder häufiger angewendet werden, wenn eine Befeuchtung der Hornhaut erforderlich ist.
4. Nach jeder Anwendung die Kappe wieder auf den Behälter aufsetzen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Tierärztin / Ihren Tierarzt.

Hinweise zur Lagerung: Remend® 0.4 ist in der Originalverpackung bei Raumtemperatur zu lagern.

Haltbarkeit nach Anbruch: 30 Tage.

Darreichungsform: Packung mit 1 Flasche à 10 ml

NL | Oogbeschermer

Bestanddelen: BioHAnce™ hyaluronzuur (0,40%).

Vrij van conserveringsmiddelen.

Instructies voor gebruik: Oculaire applicatie.

Was uw handen grondig voordat u Remend® 0.4 aanbrengt.

1. Verwijder de dop van het flesje.
2. Breng 1 à 2 druppels rechtstreeks aan in het oog van het dier. Door de natuurlijke knipperbeweging wordt het product over het oogoppervlak verspreid.

Tijdens het aanbrengen mag er geen contact zijn tussen de punt van het flesje en het oog van het dier of een ander oppervlak.

3. Het product kan tweemaal per dag of vaker worden aangebracht als smering van het oog nodig is.

4. Sluit de dop na elk gebruik.

Raadpleeg uw dierenarts voor meer informatie.

Bewaarvoorschriften: Remend® 0.4 moet in zijn verpakking bij kamertemperatuur worden bewaard.

Bewaring na opening: 30 dagen.

Aanbiedingsvorm: Doos met flesjes van 10 ml

ES | Protector Ocular

Composición: Ácido hialurónico BioHAnce (0,40%)

No contiene conservantes

Modo de empleo: Vía ocular.

Antes de aplicar Remend® 0.4, lávese las manos cuidadosamente.

1. Retirar el tapón del frasco.

2. Colocar de 1 a 2 gotas directamente en el ojo del animal.

El movimiento natural del parpadeo distribuirá el producto en la superficie del ojo.

Durante la aplicación, evitar que la punta del frasco entre en contacto con el ojo del animal u otra superficie.

3. El producto puede aplicarse 2 veces al día o más cuando sea necesario lubricar el ojo.

4. Volver a tapar el frasco después de cada uso.

Para obtener más información, consulte a su veterinario.

Condiciones de almacenamiento:

Remend® 0.4 debe guardarse en su estuche a temperatura ambiente.

Conservación después de abrir: 30 días.

Presentación: Caja de 1 frasco de 10 ml.